Dynamical®
Medical Systems

Ouça o Podcast sobre inovação e segurança no bloqueio do tratamento da dor.



KIT CÂNULA
DYNAMICAL NEURAXIS

Efetividade, Segurança e Precisão em Neurotripsia

Registro Anvisa: 81747779069





Kit Cânula Dynamical Neuraxis

Projetado para procedimentos de neurotripsia e denervação periférica. Conta com aferição de impedância e materiais de excelência, assegurando eficácia terapêutica, menor risco e maior controle durante a aplicação. Perfeito para profissionais que priorizam alto desempenho com segurança e confiabilidade.

- Redução de múltiplas inserções
- Menor trauma tecidual
- Melhor precisão com o uso do posicionador

COMPOSIÇÃO DO KIT

2 - Cânulas - Aço Inoxidável AISI 304
2 - Introdutores de fármaco (12 ml)
1 - Posicionador anatômico (15x15x7 cm)
1 - Capa para transdutor de ultrassom
2 - Extensores de infusão (40 cm)

DIMENSÕES DAS CÂNULAS

100mm - 18G, 20G, 21G e 22G
140mm - 18G, 20G e 22G
150mm - 20G, 21G e 22G

PODCAST

RENOVA
MEDICAL

Dynamical®
Medical Systems