KIT CÂNULA SPINEEDLE BIPOLAR

ELETRODO ELETROCIRÚRGICO



Eletrodo Eletrocirúrgico - Spineedle Bipolar

Spineedle® - 81747770023

PARA QUE SERVE?

O eletrodo bipolar desempenha um papel multifuncional durante cirurgias de coluna, ajudando a controlar o sangramento, dissecar tecidos, realizar cortes precisos e até mesmo estimular nervos, dependendo das necessidades específicas do procedimento.

BENEFÍCIO

Uma das vantagens do eletrodo bipolar é que ele permite aos cirurgiões tratar o tecido com maior precisão em comparação a outros tipos de eletrodos. Isso é especialmente importante na cirurgia endoscópica da coluna, que envolve a remoção de pequenas quantidades de tecido ao redor dos nervos espinhais, exigindo uma técnica cirúrgica precisa e segura. O eletrodo bipolar contribui para que os cirurgiões alcancem seus objetivos com eficiência e segurança.

INDICAÇÃO

O Spineedle Bipolar é destinado a procedimentos endoscópicos minimamente invasivos na coluna vertebral, como a discectomia endoscópica percutânea. Esse tipo de eletrodo é composto por dois polos: um positivo e outro negativo. Ele realiza coagulação e corte precisos ao redor do nervo espinhal, reduzindo inflamações e aliviando dores. O eletrodo é posicionado no ponto de interesse, e a energia elétrica é aplicada entre os polos. Isso gera um campo elétrico concentrado, capaz de cortar ou coagular o tecido, conforme necessário.

MODELO DISPONÍVEL

Modelo	Comp (mm)	Ø (mm)	Conector
ELC3620A0 - KIT CÂNULA DISSECTORA BIPOLAR HF 360MM X 2,0MM A	360	2.0	TIPO A

RENOVA MEDICAL

Spineedle®