Spineedle®

SPINEEDLE ACCESS SET



Acesso Percutâneo ao Disco Intervertebral

É destinado a proporcionar acesso percutâneo seguro ao disco intervertebral, servindo como canal de introdução para instrumentos diagnósticos, terapêuticos ou endoscópicos em discectomias percutâneas ou endoscópicas e descompressões neurais minimamente invasivas.

DILATAÇÃO PROGRESSIVA

Sequência fio guia, obturador e trocater que dilata o trajeto de forma gradual, minimizando a agressão tecidual e facilitando o posicionamento preciso.

CANAL DE TRABALHO ESTÁVEL

Trocater percutâneo com limitador de profundidade, criando um canal guiado por imagem até o disco-alvo para a introdução segura dos instrumentos.

BLOQUEIO E ANULOTOMIA NO MESMO KIT

Inclui cânulas para bloqueio anestésico do sítio de acesso e trefina para ânulotomia, quando necessária, reunindo todo o acesso em um único kit.

REGISTRO ANVISA
81747779075

MODELOS DISPONÍVEIS

Comprimento	Gauge	Ponta
50 mm	20G | 22G	5 | 10
100 mm	18G | 20G	10
100 mm	21G | 22G	5 | 10 | 15
140 mm	18G	10
140 mm	20G | 21G	5 | 10 | 15
150 mm	18G | 20G | 22G	10

APLICAÇÕES

COMPOSIÇÃO

- 1 un. - Trocater Ø 3,5 mm x 165 mm;
- 1 un. - Obturador Ø 2,8 mm x 185 mm;
- 1 un. - Trefina Ø 2,8 mm x 185 mm;
- 1 un. - Fio Guia de Nitinol Ø 0,8 mm x 330 mm;
- 2 un. - Cânula de Bloqueio (conforme modelo).

RENOVA MEDICAL