
Spineedle®

SPINEEDLE CONTROL

Sistema de Infusão com Controle de Fluxo e Pressão

É destinado à irrigação de cavidades ou tecidos com solução salina estéril em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos assistidos por vídeo, promovendo distensão adequada, melhor visibilidade do campo operatório e redução de sangramento, com controle de fluxo e pressão.



MÚLTIPLAS VIAS DE INFUSÃO

Versões de 2 ou 4 vias, permitindo a conexão simultânea com mais de um canal de infusão e o uso de diferentes soluções.

CAMPO CIRÚRGICO LIMPO

Ajuste preciso da pressão e do fluxo de infusão, em conjunto com bomba peristáltica, adaptando-se à dinâmica do procedimento.

CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO

Ajuste preciso da pressão e do fluxo de infusão, em conjunto com bomba peristáltica, adaptando-se à dinâmica do procedimento.

REGISTRO ANVISA
81747779075

MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Cânula Introdutoras (2un)
SPICONTROL2	Equipo de Irrigação 3,5 m – 2 vias
SPICONTROL4	Equipo de Irrigação 3,5 m – 4 vias

APLICAÇÕES

- Endoscopias de coluna uniportal ou biportal
- Artroscopias com infusão de substâncias auxiliares
- Histeroscopias com controle de múltiplos fluxos
- Cirurgias com ópticas de duplo canal de irrigação/sucção

RENOVA MEDICAL